

Young Lin Instrument
Autochro-3000
層析積分數據處理系統
中文使用方法



瀚基科學有限公司
Vastech Scientific Co., Ltd.


251 新北市淡水區民族路 30 巷 9 號 6 樓 Tel : (02) 8809-2206 Fax : (02) 8809-2201

Autochro 3000 Software 使用方法


一、ADM 介面盒連線

1. 打開 ADM 介面盒電源

2. 按桌面之  圖示進入系統，螢幕會出現如圖一之畫面




3. 按 Analysis 下拉，並點選 Log In，即出現圖二畫面，並於 USER ID 及 PASSWORD 內輸入使用者身份名稱及密碼，輸入完成，按 LOG-IN 鍵確定(第一次使用請輸入 USER ID 為 ADMIN, PASSWORD 為空白)



4. 按 Analysis 下拉，並點選 User Registration，即出現圖三畫面，進入設定新使用者身份及可使用之功能權限，設定完成，按 OK 鍵確定

- (1) User ID: 輸入使用者身份名稱
- (2) Use: 選擇此使用者是被 Permit(允許)或 Prohibit(禁止)使用
- (3) Name: 輸入使用者標示名稱
- (4) Post: 輸入密碼
- (5) Save Method: 選擇是否有權限可儲存方法檔案
- (6) Set CRM: 選擇是否有權限可設定 CRM 檔案
- (7) Set Device: 選擇是否有權限可設定儀器設備
- (8) Save Control: 選擇是否有權限可儲存控制方法檔案
- (9) Auth. Sign: 選擇是否有著作者簽署之權限
- (10) Review Sign: 選擇是否有檢閱簽署之權限
- (11) Resp. Sign: 選擇是否有責任簽署之權限
- (12) Approv. Sign: 選擇是否有批准簽署之權限
- (13) Comments: 輸入註解



圖三

5. 按 Analysis 下拉，並點選 Log Out，即可離開 ADMIN 狀態

6. 按 Analysis 下拉，並點選 Log In，輸入新使用者之身份名稱及密碼，即可重新以新使用者身份進入系統


7. 點選左下角之 System，可進入設定儀器設備

8. 按 System 下拉，並點選 New System，選擇一儲存之資料夾，並輸入名稱，此名稱將顯示於 Active Systems 下方

9. 於名稱上，按滑鼠右鍵，並點選 Add Device，即出現圖四畫面，於 Model 選擇設備名


稱, Device No.選擇設備編號, Route 選擇通訊連接埠位置及傳輸位元, Link 選擇設備連線編號, 設定完成, 按 OK 鍵確定, 各設備設定條件如下

- (1) ADM(Channel 1): Device No. 0, COM 1, 19200, Link 0
- (2) ADM(Channel 2): Device No. 0, COM 1, 19200, Link 1




圖四

10. 以上設定完成, 按 System 下拉, 並點選 Reopen System, 即可與儀器設備連線, 如圖五畫面



圖五

11. 圖五畫面中, 於 ADM 0[A]上, 連續按滑鼠左鍵兩下, 即可進入設定 ADM, 如圖六畫面




圖六

12. 於 Acquisition 中設定 Channel(訊號輸出通道號碼), Sampling Rate(Hz)(訊號取點速率) 及 Run Time(min)(分析時間)

13. 以上設定完成, 按 OK 鍵跳出


二、分析前準備

1. 回到 Analysis 狀態, 按 Analysis 下拉, 並點選 New CRM, 選擇一儲存之資料夾, 並輸入名稱, 即出現圖七畫面, 此 CRM 為一總檔名, 所有分析檔案將儲存於此資料夾內, 下次開啟時將全部一起開啟




圖七


2. 回到 System 狀態, 按 Run Table 下拉, 並點選 Add, 即出現圖八畫面, 於 Name 中輸入樣品標示名稱(可下拉選單, 選擇自動編列號碼), 於 ID 中輸入識別名稱(可下拉選單, 選擇自動編列號碼), 於 File 中輸入檔案名稱(可下拉選單, 選擇自動套用 Name, ID 及時間), 於 Control 按 Find 鍵, 可選擇一控制檔, 於 CRM 按 Find 鍵, 可選擇一 CRM 檔, 於 times 中輸入欲分析之樣品數量, 以上設定完成, 按 OK 鍵確定並跳出, 即出現圖九畫面





圖八




圖九

3. 以上設定完成，按  鍵或轉動樣品注入口，即可開始啟動軟體接收訊號

三、訊號接收畫面處理


1. 開始接收訊號時會出現  畫面
2. 如欲中途停止，可按  鍵，如欲延長訊號接收時間，可按滑鼠右鍵並點選 Change Time，可進入修改時間
3. 以滑鼠左鍵於圖譜中可拖曳放大某區間，以滑鼠左鍵快速按兩下，可回復放大



圖十

4. 按滑鼠右鍵並點選 Preference, 可進入修改並固定 Y 軸範圍


5. 如欲同時觀看兩個通道之訊號接收, 可將隱藏於右方之畫面向左拉, 如圖十一



圖十一


四、積分處理

- 訊號擷取結束後，回到 Analysis 狀態，按 Analysis 下拉，並點選 Open CRM 來開啟一 CRM 檔，即出現圖十二畫面




- 點選一圖譜檔案，並於 Global Settings 中設定積分條件，Threshold(積分起始點), Min Peak Width(最小波峰寬度), Min Peak Area(最小面積)及 Min Peak Height(最小高度)等
- 亦可設定進階之積分條件(Integral Event)，於 Integral Event 中先選取功能，再於 Start (開始時間), Stop(結束時間)及 Value(數值)中輸入欲執行之條件
 - Inhibit Integration: 禁止積分
 - Forced Peak: 制定時間區間內以時間點為主，強迫所有波峰積分成一波峰
 - Set Threshold: 設定積分起始點
 - Set Min Peak Width: 設定最小波峰寬度
 - Set Min Peak Area: 設定最小面積
 - Set Min Peak Height: 設定最小高度
 - Valley to Valley: 波谷對波谷之積分方式
 - Forced Baseline By Time: 強迫以時間區間來畫基線
 - Forced Baseline By Peak: 強迫以波峰區間來畫基線
 - Forward Horizontal By Time: 基線上飄時，制定時間區間內以水平方式積分
 - Forward Horizontal By Peak: 基線上飄時，制定波峰區間內以水平方式積分
 - Backward Horizontal By Time: 基線下飄時，制定時間區間內以水平方式積分
 - Backward Horizontal By Peak: 基線下飄時，制定波峰區間內以水平方式積分
 - Allow Negative Peaks: 允許積分負波峰
 - Shoulder Peak: 肩峰之積分方式
 - Tangential Skim: 波峰中間切開之積分方式
 - Group Peak: 群組波峰之積分方式

- (18) Merge Peaks: 合併多個波峰來計算面積
- (19) Set Peak Start: 設定波峰積分之開始位置
- (20) Set Peak End: 設定波峰積分之結束位置
- (21) Set Both Peaks: 設定為兩個波峰
- (22) Split Peak: 分離波峰之積分方式

4. 設定完成後，按 **Now** 鍵，即可自動積分，亦可一次選取多個圖譜檔案後，按  鍵來自動積分於序列中所有之圖譜檔案

Name	Type	Task	File	Owner	Date	Vial no.	Inject[μL]
STD 100ppm	Standard		Estd1.raw	UNKNOWN	2003-01-07 PM 03:18:29	0	1.0

5. 將隱藏於下方之結果表向上拉，即可看到積分後之結果，如圖十三



圖十三

- 6. 按 Marking 下拉，可選取各項功能，可於圖譜中標示出來，如 Baseline, RT, Peak Name, Amount, Start/End 及 Peak Line 等
- 7. 以滑鼠左鍵於圖譜中可拖曳放大某區間，以滑鼠左鍵快速按兩下，可回復放大


五、資料轉出

- 1. 點選一圖譜檔案，按 Sample Table 下拉，並點選 Export 中之 CSV format，可將資料轉出至 Excel，欲尋找轉出至 Excel 檔，可至圖譜存檔路徑中開啟

2. 點選一圖譜檔案，按 Sample Table 下拉，並點選 Export 中之 To MS Word，可將資料轉出至 Word 並直接開啟

六、圖譜比對


1. 一次選取多個圖譜檔案後，按 Sample Table 下拉，並點選 To Overlay View 中之 New 或 Append 後，再於左邊欄位中選 Overlay View 即可比對圖譜，如圖十四



圖十四


七、資料比對


1. 一次選取多個圖譜檔案後，按 Sample Table 下拉，並點選 To Statistics View 中之 New 或 Append 後，再於左邊欄位中選 Statistics View 即可比對資料，如圖十五



圖十五


八、定量程序

- 將圖譜積分後，再選擇各檔案且將其 Type 點選為 Standard 或 Unknown(檔案如為已知標準品選為 Standard，檔案如為未知樣品選為 Unknown)，並將隱藏於下方之結果表向上拉，再於 Name 中輸入成份名稱後，按  鍵，如圖十六



圖十六

- 於左邊欄位中之 Calibration 按滑鼠左鍵兩下，即出現圖十七畫面




圖十七


- 於圖十七中之 Amount unit 輸入濃度單位，於 ISTD 中選擇內標物之成份名稱(應用於內標法，使用外標法時無需選擇)，再於左邊欄位中選擇或輸入各相關資料
 - Confirm by(波峰確認方式) --- Relative(%) (相對百分比)
 - Absolute[min] (絕對時間)
 - Each Peak(%) (每個波峰百分比)

- (2) Within(輸入 Confirm by 之範圍)
- (3) Calc. fn(校正曲線方式) --- Linear(線性)
 - Square(二次方程式)
 - Cubic(三次方程式)
 - Exponential(指數)
 - Geometric(幾何)
 - 1/X
 - 1/X^2
 - Constant(常數)
- (4) Origin(零點狀態) --- Through(通過零點)
 - Include(包含零點)
 - Ignore(不通過零點)

4. 於右邊欄位中之 Amount 輸入各檔案中各成份之已知濃度


5. 以上輸入完成, 按  鍵, 再選成份名稱, 即可看到校正曲線圖

6. 以上設定完成, 按 OK 鍵跳出

7. 回到主畫面, 選擇一檔案, 並按  鍵, 即可完成校正, 且於結果表中之 Amount 顯示出濃度

九、列印報表

1. 於左邊欄位中之 Analysis Report 按滑鼠左鍵兩下, 即出現圖十八畫面, 進入選取及編輯欲列印之項目, 設定完成後, 按 OK 鍵確定



圖十八

2. 點選一圖譜檔案, 按 Analysis 下拉, 並點選 Print, 即可印出報表